

Konserveringsrapport

Fanstång tillhörande Statens Troféssamling

Inv. nr. ST 28:74

Den lösa grunderingen och bemålningen fästes först
med en generell impregnering med fixeringsmedel
bestående av:

- 1 del Plexisol (Röhm & Haas)
- 2 " Lacknafta
- 3 " Bensin
- 6 " Aceton


Därefter fästes och lades färgskikten på plats med
Acronal 300 D (Akrylhartsdispersion, BASF)

Rester av fixeringsmedel togs bort med aceton.
En lätt rengöring gjordes med ammoniakvatten
i blandning 1: 29.

Slutligen fick stängen en tunn färbiss bestående av
Paraloid B72 (Röhm & Haas) löst i xylol och aceton
i blandning :

- 1 del Paraloid
- 5 " Xylol
- 2 " Aceton

Ingen retuschering gjordes


Håkan Lindberg